

# SleepStyle™ 200

CPAP SERIES

Ambient  
Tracking®  
Plus

## Hoja de especificaciones

Una Solución Versátil de CPAP



La serie SleepStyle™ 200 con su innovador diseño provee:

- una tecnología de humidificación auto ajustable única.
- Mejor rendimiento del CPAP
- Mejora en los resultados clínicos, de cuidado del paciente y comerciales

**SleepStyle™**  
RENDIMIENTO DEL SUEÑO PARA  
UNA VIDA CON MÁS ENERGÍA

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

## Rendimiento + Versatilidad = Resultados

La **línea de equipos de CPAP SleepStyle™ 200** - la gama completamente nueva de sistemas CPAP estándar e integrados ofrece rendimiento en el sueño a través de mejora en los resultados **clínicos, comerciales** y de **cuidado del paciente**.

Ambient  
Tracking®  
Plus





Figura 1: Presión en la mascarilla con y sin condensación en el tubo (adaptación de Bacon et al, 2000)

### RESULTADOS CLINICOS

Un efecto secundario común en los equipos convencionales, es la acumulación de agua (condensación) en el tubo respiratorio, produciendo ruidos de burbujeo, vibración en el tubo e inestabilidad de la presión de la mascarilla. Estudios han demostrado que sólo 10ml de agua en el tubo del CPAP pueden causar una disminución de 5.6cm H<sub>2</sub>O de presión inspiratoria en la mascarilla.<sup>1</sup>

El **Ambient Tracking® Plus** equilibra la humedad para proveer el tratamiento CPAP más efectivo bajo condiciones cambiantes a través del auto-ajuste de la humedad para compensar:

- Los cambios en la temperatura ambiente- minimizando la condensación.
- La pérdida de humedad debida a fugas en la máscara (las fugas suceden en hasta el 30% del tiempo de sueño<sup>2</sup>) – maximiza la humedad.



### RESULTADOS EN EL CUIDADO DE PACIENTES

La **Línea de Equipos de CPAP SleepStyle™ 200** ha sido diseñada bajo un criterio de **simplicidad integrada**. El diseño compacto, “verdaderamente integrado”, es un rasgo común de todos los modelos, tanto estándar como humidificados de la **línea de equipos de CPAP SleepStyle™ 200**.

**Esta simplicidad asegura un rápido y fácil:**

- Ajuste y uso
- Conversión a humidificación en frío o calentada
- Limpieza y mantenimiento

Todos los modelos cuentan con un menú de navegación intuitivo. Tanto Proveedores como pacientes pueden modernizar el tratamiento convenientemente con la utilización de una llave electrónica. Esta unidad CPAP **compacta y robusta** puede ser llevada sin problemas en viajes puesto que se ajusta a la altitud y al voltaje de cualquier lugar del mundo





HC013 Kit de Conversión en frío



HC014 Kit de Conversión a humidificación térmica

## RESULTADOS COMERCIALES


La Línea de Equipos de CPAP SleepStyle™ 200 está diseñada para ahorrar tiempo y dinero a su negocio.

Las características de ahorro de tiempo que minimizan los tiempos de ajuste y las de seguimiento de pacientes incluyen:

- Tratamiento versátil, permite la conversión de CPAP estándar a CPAP con humidificación fría o humidificación térmica (electrónicamente) en cualquier momento durante el tratamiento.
- Diseño de cámara simple de una sola pieza
- Menú de navegación intuitivo que incluye una operación de un solo paso para el ajuste del nivel de humedad
- El monitoreo de cumplimiento del paciente genera un reporte de una página a través de una rápida llamada telefónica, o un reporte más completo si se lo baja de la máquina directamente.

Características de valor agregado asociadas a un mejor cumplimiento:

- Ambient Tracking® Plus – Una tecnología patentada de auto ajuste de humidificación
- Ajuste de presión proporcional – Liberación de presión de corto plazo para permitir la conciliación



En nuestro negocio, como en el suyo, todo se relaciona a los resultados. Estos resultados óptimos provienen de una gama de características de alto rendimiento.



La siguiente tabla muestra la gama de características de rendimiento disponibles en la Línea de Equipos de CPAP SleepStyle™ 200

Línea de Equipos de CPAP SleepStyle™ 200			Unidades*					
Categoría de rendimiento	Características de rendimiento		231	232	233	234	236	238
Flujo de humidificación	A	Sistema convertible/reversible (Humidificación fría/Humidificación térmica)	●	●			●	
	B	Sistema completamente integrado			●	●		●
	C	Ambient Tracking® Plus			●	●		●
Registro del Uso	E	Software Compliance Maximizer™		●		●	●	●
	F	Software Titration Maximizer™	●	●	●	●	●	●
Control de Presión	G	Control de Ajuste de Altitud	●	●	●	●		
		Manual					●	●
		Automatico					●	●
	H	Compensación de fugas					●	●

\* Algunos modelos no están disponibles en todos los países

LLAVE	◀ ... ▶	Convierte a este modelo utilizando un Kit de conversión	HC013 Kit de conversión para humidificación fría
			HC014 Kit de conversión para humidificación térmica

# SleepStyle™ 200 CPAP Series

- **RENDIMIENTO** - El rendimiento del CPAP ha sido mejorado gracias a un aumento en el rango de presión y a una reducción de los niveles de ruido.
- **AMBIENT TRACKING® PLUS** Es una tecnología única que promueve una mejor humidificación y rendimiento clínico suplantando a los humidificadores convencionales.
- **VERSATILIDAD** - El tratamiento puede convertirse de un CPAP estándar a uno con humidificación fría o humidificación térmica en cualquier momento durante el tratamiento..
- **FACILIDAD DE USO** - Menú de navegación intuitivo completamente nuevo, operación silenciosa y diseño compacto se suman a una configuración rápida y fácil del proveedor.



## La Línea de Equipos de CPAP

**SleepStyle™ 200** le ayudará a ofrecer 24 horas de bienestar para sus pacientes.

Nuestras tecnologías de avanzada ofrecen lo mejor en el rendimiento del sueño para una vida con más energía.

Para mayor información, o para conocer nuestra gama completa de equipos CPAP SleepStyle™, visite [www.fphcare.com](http://www.fphcare.com).

**Ambient  
Tracking®  
Plus**

## LA LÍNEA DE EQUIPOS DE CPAP

### SLEEPSTYLE™ 200:

- Unidad CPAP
- Bolso de traslado
- 2 Cámaras de agua
- Tubo de respiración
- Filtro de aire
- Embudo para agua

### ACCESORIOS

<b>HC013</b>	Kit de conversión – humidificación fría
<b>HC014</b>	Kit de conversión – humidificación térmica
<b>HC355*</b>	Cámara de humidificación de larga duración
<b>HC385S</b>	Cámara de humidificación estándar
<b>900HC240</b>	Filtro de aire (paquete de dos)
<b>900HC221</b>	Tubería incluyendo el conector v
<b>900HC230</b>	Software de maximización de cumplimiento
<b>900HC232</b>	Cable serial de download de conformidad
<b>900HC607</b>	Titration Maximizer Software
<b>900HC236</b>	Isolated Serial Adaptor
<b>900HC226</b>	Cable extensor para HC225

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>Dimensiones:</b>	10.8" x 6.7" x 5.5" (275mm x 170mm x 140mm)
<b>Peso:</b>	4.4 lbs (2kg)
<b>Capacidad de la cámara:</b>	400ml
<b>Valores Eléctricos:</b>	
Frecuencia de trabajo	50-60Hz
Voltaje y Corriente	100-115V ~ (1.2A, 1.3A max) 220-240V ~ (0.8A, 1.8A max)
<b>Presión suministrada:</b>	4-20cm H2O



LÍNEA DE EQUIPOS DE CPAP  
SLEEPSTYLE™ 200 ESTÁNDAR



LÍNEA DE EQUIPOS DE CPAP  
SLEEPSTYLE™ 200 INTEGRADA

\* No disponible en todos los países

**REFERENCIAS:** 1. Bacon JP, Farney RJ, Jensen RL et al: Nasal continuous positive airway pressure devices do not maintain the set pressure dramatically when tested under simulated clinical conditions. Chest 2000; 118 (5):1441-9. 2. Martins De Araujo MT, Vieira SB, Vazquez EC et al: Heated humidification or face mask to prevent upper airway dryness during continuous positive airway pressure therapy. Chest 2000; 117 (1):142-7.

PARA MAYOR INFORMACION, COMUNIQUESE CON UNO DE NUESTROS REPRESENTANTES LOCALES FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

Fisher & Paykel Healthcare posee una política de mejoramiento continuo de sus productos, y se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Productos patentados en los principales países del mundo.

**International** P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1134, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: [info@fphcare.com](mailto:info@fphcare.com) Web: [www.fphcare.com](http://www.fphcare.com) **USA** Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **France** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Germany** Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irish Republic** Tel: 1800 409 011 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **UK (EU Authorised Representative)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Nthn Ireland** Tel: 0800 132 189