

# FlexiFit™ 405

NASAL MASK

## Spécifications techniques


---

### Masque nasal



Utilisant la technologie FlexiFit™  
Technologie d'ajustement  
automatique au contour du  
visage, le masque nasal FlexiFit™  
405 est fourni avec un mécanisme  
de glissière exclusif, Glider™  
offrant un confort et une stabilité  
maximale.

# Ventilation nasale - *FlexiFit™* 405




© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004

**Solution:** le masque nasal *FlexiFit™* 405 offre une solution qui s'applique sur le nez, elle est plus facile à porter, plus légère et plus facile à utiliser.

Si vous examinez la mousse de la gamme *FlexiFit™* Series vous comprendrez immédiatement pourquoi ces masques sont si faciles à porter.

Le masque nasal Solution *FlexiFit™* 405 est une solution prête à l'emploi et entièrement montée.

UN MASQUE AUX CARACTERISTIQUES REMARQUABLES, POUR PLUS DE LIBERTÉ, DE CONFORT ET UNE MEILLEURE OBSERVANCE




#### Technologie *FlexiFit™*

Ajustement automatique au contour du visage


##### Mousse

La technologie *FlexiFit™* s'ajuste automatiquement à une grande variété de nez et de visages, en une seule opération et sans ajustement compliqué.




#### Glissière *Glider™* Système anti-fuites

La glissière *Glider™* offre une liberté de mouvement tout en assurant l'étanchéité. La pression du masque reste identique lorsque la tête se tourne d'un côté à l'autre, ce qui diminue le risque de fuite.



#### Efficacité du diffuseur Fonctionnement silencieux

*Avec filtre à particules*  
Ce nouveau diffuseur empêche l'air de souffler sur le conjoint et atténue un bruit qui risquerait de troubler le sommeil.



#### Crochet *Glider™*

Se défait en une seule opération

Le masque se défait en une seule opération. Il n'y a pas besoin d'ajuster le masque continuellement.



#### Crochet de fixation

Se défait en une seule opération

Le masque se défait en une seule opération. Permet de remettre le masque sans réajustements compliqués.

## SOMMAIRE

- Le masque nasal est une solution prête à l'emploi et entièrement montée
- Jupe silicone adaptée à votre taille (S, L)

CODE DE RÉASSORT : HC405

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR FISHER & PAYKEL LOCAL:

**France** Tél: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

**International** P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nouvelle-Zélande Tél: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

**États-Unis** Tél: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australie** Tél: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Autriche** Tél: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

**Bénélux** Tél: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **Chine** Tél: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Allemagne** Tél: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

**Inde** Tél: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **République d'Irlande** Tél: 1800 409 011 **Italie** Tél: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japon** Tél: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

**Espagne** Tél: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Suisse** Tél: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Royaume-Uni (Représentant autorisé de la UE)** Tél: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

**Irlande du Nord** Tél: 0800 132 189