


# FlexiFit™ 406

PETITE NASAL MASK


FlexiFit™ 407

FlexiFit™ 406



## Spécifications techniques


Masque nasal



*Spécialement dessiné pour s'adapter aux visages fins. Utilisant la technologie FlexiFit™ technologie d'ajustement automatique au contour du visage, le masque nasal FlexiFit™ 406 est fourni avec un mécanisme de glissière exclusif, Glider™ offrant un confort et une stabilité maximale. D'autres caractéristiques exclusives vous procureront une qualité de sommeil inégalée.*




# Ventilation nasale - FlexiFit™ 406



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004

Le masque nasal FlexiFit™406 « Le Petit » offre une solution spécialement dessinée pour s'adapter aux visages fins. Le design « Le Petit » privilégie le faible encombrement, la légèreté et la simplicité d'emploi. Le harnais Stretchgear™ vous offre un confort accru et un diffuseur plus silencieux ne nécessitant pas d'entretien. Le masque nasal FlexiFit™406 « Le Petit » est fourni dans une boîte, entièrement monté et prêt à l'emploi.

## UN MASQUE AUX CARACTERISTIQUES REMARQUABLES, POUR PLUS DE LIBERTÉ, DE CONFORT ET UNE MEILLEURE OBSERVANCE




### Technologie FlexiFit™

Ajustement automatique au contour du visage

#### Mousse

La technologie FlexiFit™ s'ajuste automatiquement à une grande variété de nez et de visages, en une seule opération et sans ajustement compliqué.



### Glissière Glider™ Système anti-fuites


La glissière Glider™ offre une liberté de mouvement tout en assurant l'étanchéité. La pression du masque reste identique lorsque la tête se tourne d'un côté à l'autre, ce qui diminue le risque de fuite.



### Harnais Stretchgear™

Système de luxe de maintien du masque

Il s'agit d'un segment élastique du harnais qui maintient une pression constante lorsque la tête bouge vers le haut ou vers le bas.



### Jupe en silicone mat de qualité supérieure Optimisant ainsi l'étanchéité


Cette technologie de jupe est douce au toucher lorsqu'elle glisse sur le visage, et sa texture mat permet d'optimiser l'étanchéité du masque.



### Efficacité du diffuseur Fonctionnement silencieux


#### Sans entretien

Ce nouveau diffuseur empêche l'air de souffler sur le conjoint et atténue un bruit qui risquerait de troubler le sommeil.



### Crochet Glider™ Se défait en une seule opération

Le masque se défait en une seule opération. Il n'y a pas besoin d'ajuster le masque continuellement.



### Crochet de fixation Se défait en une seule opération

Le harnais se défait en une seule opération. Permet de remettre le masque sans réajustements compliqués.

## SOMMAIRE

- Masque complet entièrement monté et prêt à l'emploi
- Jupe en silicone taille unique dessinée pour s'adapter aux visages fins
- Guide d'utilisation simple et facile

CODE DE RÉASSORT: HC406

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR FISHER & PAYKEL LOCAL:

France Tél: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

International P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nouvelle-Zélande Tél: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

États-Unis Tél: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 Australie Tél: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 Autriche Tél: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Bénélux Tél: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 Chine Tél: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 Allemagne Tél: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

Inde Tél: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 République d'Irlande Tél: 1800 409 011 Italie Tél: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 Japon Tél: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

Espagne Tél: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 Suisse Tél: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 Royaume-Uni (Représentant autorisé de la UE) Tél: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Irlande du Nord Tél: 0800 132 189