


FlexiFit™ 406

PETITE NASAL MASK


FlexiFit™ 407

FlexiFit™ 406



Hoja de Especificaciones


Máscara Nasal



Especialmente diseñada para ajustar en caras de perfil delgado. Incorporando la tecnología FlexiFit™ con propiedades de auto-ajuste, la Máscara Nasal FlexiFit™ 406 incorpora también el mecanismo exclusivo de sujeción Glider™ Strap para ofrecer un máximo confort y estabilidad. Otras características exclusivas aseguran una experiencia de sueño superior.




Suministro Nasal - FlexiFit™ 406



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004


La Máscara Nasal FlexiFit™ 406 Petite ofrece una solución en máscaras nasales externas, específicamente diseñada para el ajuste perfecto en caras de perfil delgado. El diseño Petite es ligero, pequeño y fácil de usar. El arnés Stretchgear™ aporta una gran confort y el difusor de flujo sin mantenimiento asegura un funcionamiento silencioso. La Máscara Nasal FlexiFit™ 406 Petite viene presentada en cajas individuales totalmente montada y lista para su uso.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS PARA UNA MAYOR LIBERTAD, CONFORT Y CUMPLIMIENTO



Tecnología FlexiFit™ Fijación de auto-contorno

Con Almohadilla de Espuma Gracias a la Tecnología FlexiFit™ la máscara se adapta a una gran variedad de contornos faciales, permitiendo un rápido y fácil ajuste.



Correa Glider™ Sistema anti-fugas


La correa deslizante Glider™ proporciona una gran libertad de movimiento, al mismo tiempo que mantiene el sellado. La fijación de la máscara se mantiene cuando la cabeza se mueve de un lado a otro, minimizando las posibilidades de pérdidas.



Arnés Stetchgear™

Máscara con Sistema de suspensión de alta calidad

Se trata de un segmento elástico especial del arnés que mantiene la misma fijación de la máscara cuando la cabeza se inclina hacia arriba o abajo.




Sello de Silicona Rugoso de gran calidad Para mejorar el sellado

Se ha diseñado este tipo de sellado para su fácil y suave deslizamiento y su textura rugosa mejora el sellado de la máscara.




Eficacia del Difusor del Flujo Basal Sin ruidos durante su uso

Sin Necesidad de Mantenimiento Con este sistema avanzado de difusión de aire, el aire expulsado no alcanza a quien duerme a su lado y se reduce el ruido que pueda perturbar el sueño.



Hebilla Glider™ Un único movimiento

Con un solo movimiento se puede retirar del arnés. Para volver a colocar, no es necesario reajustar el arnés.



Correa Oculta para Retirar la máscara Con un solo movimiento

Con un solo movimiento se puede retirar del arnés. Para volver a montar no es necesario ajustar la sujeción.

CONTENIDO

- Máscara con arnés completamente armada y preparada para su uso
- Vaina de silicona de tamaño único diseñada para su ajuste en la mayoría de las caras de perfil delgado
- Manual de Usuario para una Colocación Fácil y Sencilla

CÓDIGO DE PEDIDO: HC406

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NUESTRO REPRESENTANTE LOCAL DE FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

España Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379

Internacional PO Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nueva Zelanda Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Correo electrónico: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

EE.UU Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Francia** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Alemania** Tel: +49 7182 93777 0

Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irlanda** Tel: 1800 409 011 **Italia** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japón** Tel: +81 3 3661 7205

Fax: +81 3 3661 7206 **Suiza** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Reino Unido (Representante autorizado para la UE)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Irlanda del Norte Tel: 0800 132 189