

Oracle™ 452

ORAL MASK


Spécifications techniques

Masque buccal



L'Oracle™ 452, unique en son genre, fournit le flux par voie orale et non par voie nasale. Fonctionnant aussi bien qu'un masque nasal, comme cela est démontré cliniquement, l'Oracle™ 452 est une solution idéale pour les patients respirant par la bouche ou ceux qui souffrent d'une obstruction nasale chronique.*

Voie buccale - Oracle™ 452



Le masque buccal Oracle™ 452 est facile à utiliser et à ajuster. Comme rien n'entre dans le champ de vision, l'Oracle™ 452 offre une liberté de mouvement égale uniquement par le masque nasal direct Infinity™ 481. Le masque buccal Oracle™ 452 est une solution prête à l'emploi et déjà montée.

UN MASQUE AUX CARACTERISTIQUES UNIQUES EN LEUR GENRE, OFFRANT UN PLUS GRAND CONFORT ET PERMETTANT AINSI UNE MEILLEURE OBSERVANCE




Harnais ne comportant qu'une sangle
Un désagrément minime

Une unique sangle très discrète, légère et confortable, BREATH-O-PRENE™ qui n'obstrue pas le champ de vision et permet de bouger. Le patient peut choisir la position du Flexitube à 360°.



Bague de réglage
Ajustement aisé

Offre un ajustement continu de la distance entre le SnapFlap™ et l'embout buccal SoftSeal™ pour que cela vous convienne parfaitement. Facile à utiliser - il suffit de tourner la bague de réglage, même lorsque l'on porte le masque.



Efficacité du masque
Fonctionnement silencieux

Filtre à particules
Ce nouveau diffuseur empêche que l'air ne souffle sur votre conjoint et atténue le bruit qui risquerait de troubler le sommeil.



Embout buccal SoftSeal
SnapFlap™

Maintient les lèvres confortablement entre l'embout buccal SoftSeal™ à l'intérieur et le SnapFlap™ à l'extérieur, ce qui donne un ensemble parfaitement étanche. Ces technologies sont intégrées de manière à fournir une étanchéité maximale avec une qualité et un confort exceptionnel.



Sangle facile à défaire
S'enlève en un seul geste

Il suffit de tirer le cordon pour enlever le harnais en un seul geste. Il n'y a pas besoin de rectifier sans cesse la position du harnais.

SOMMAIRE

- Masque entièrement monté avec harnais et embout nasal
- Choix de taille de l'embout buccal en silicone (S, L)
- Guide d'utilisation simple et facile

CODE DE RÉASSORT: HC452

RÉFÉRENCES

* Smith PL, O'Donnell CP, Allan L et al. Comparaison entre la PPC nasale et orale d'un point de vue physiologique. Chest 2003; 123 (3):689-Anderson FE, Kingshott RN, Taylor DR et al. Etude randomisée croisée sur l'efficacité de la PPC buccale (Oracle) comparée à la PPC nasale dans les soins du Syndrome d'Apnée du Sommeil. Sleep 2003; 26 (6):721-6. * Khanna R, Kline LR. Etude de 8 semaines d'interfaces nasales et d'une nouvelle interface buccale (Oracle) dans le traitement du SAS. Sleep Med 2003; 4 (4):333-8. * Beecroft J, Zanon S, Lukic D et al. Pression positive continue buccale dans le SAS : efficacité, préférences des patients et observance. Chest 2003; 124 (6):2200-8.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR FISHER & PAYKEL LOCAL:

France Tél: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

International P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nouvelle-Zélande Tél: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

États-Unis Tél: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australie** Tél: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Autriche** Tél: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Bénélux Tél: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **Chine** Tél: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Allemagne** Tél: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

Inde Tél: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **République d'Irlande** Tél: 1800 409 011 **Italie** Tél: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japon** Tél: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

Espagne Tél: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Suisse** Tél: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Royaume-Uni (Représentant autorisé de la UE)** Tél: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Irlande du Nord Tél: 0800 132 189